

EVAC+CHAIR®
Emergency Evacuation For Everyone

GEBRUIKERSHANDLEIDING

900H POWER



DESIGNED & MANUFACTURED
IN THE UK

BELANGRIJKE INFORMATIE

1. Uw Evac+Chair 900H Power mag alleen worden gebruikt door getrainde bedieners.
2. De training van de bediener op uw Evac+Chair 900H Power moet worden gegeven in overeenstemming met de Evac+Chair-richtlijnen, zoals vermeld in deze gebruikershandleiding.
3. Onze Gebruikers- en Key Trainer-cursussen moeten om de 2 jaar worden gevolgd om de bekwaamheid in het gebruik van de Evac+Chair 900H Power te garanderen.
4. Zorg ervoor dat trainingsregistraties worden bijgehouden en up-to-date zijn (zie trainingsregistratie op pagina 4).
5. Driemaandelijks oefenen met uw Evac+Chair 900H Power wordt aanbevolen om ervoor te zorgen dat het personeel opgeleid en bekwaam blijft.
6. Driemaandelijks inspectie van uw Evac+Chair 900H Power wordt aanbevolen om ervoor te zorgen dat de stoel intact blijft. Zie pagina 29 voor informatie.
7. We raden bediening door twee personen aan voor passagiers met een zwaarder gewicht.
8. Wij bieden service- en onderhoudscontracten voor uw Evac+Chair 900H Power. Zie pagina 27 voor meer informatie. Alleen goedgekeurde service- en onderhoudsbedrijven worden door Evac+Chair International erkend om visuele en fysieke controles uit te voeren en versleten of kapotte onderdelen te vervangen door originele vervangingen. Indien een derde partij, niet goedgekeurd door Evac+Chair International, diensten of onderhoud uitvoert, vervalt uw garantie.
9. Bij het onderhoud van uw Evac+Chair 900H Power mogen alleen originele Evac+Chair-onderdelen worden gebruikt.
10. Om een optimale prestatie van uw Evac+Chair 900H Power te garanderen, moeten de aangedreven riemrupsbanden elke 3 maanden worden gedraaid.



WAARSCHUWING: Gebruik de 900H Power of andere elektrische apparatuur niet in het geval van een gaslek.

GARANTIES EN VERPLICHTINGEN

De Evac+Chair 900H Power heeft een garantie van vijf jaar op materiaal- en fabricagefouten. Dit omvat geen onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage, zoals rupsbanden, batterijen, opladers of schade veroorzaakt door misbruik of sabotage, en/of andere schade die is ontstaan als gevolg van een schending van de richtlijnen in de gebruikershandleiding of trainingshandleiding. Dit omvat het laten onderhouden van uw Evac+Chair door een extern bedrijf.

De batterij die bij de Evac+Chair 900H Power wordt geleverd, heeft een garantie van 1 jaar op materiaal- en fabricagefouten. Hieronder valt niet schade veroorzaakt door misbruik of sabotage. Noch de fabrikant, noch de dealers vergoeden reparaties die zijn uitgevoerd door externe aannemers of zijn aansprakelijk voor enige schade, incidenteel of gevolgschade aan eigendommen of personen. Als u, de klant, niet tevreden bent over het product of de service van Evac+Chair, neem dan contact op met onze klantenservice op +31 (0)40 255 3700 of info@ese-int.nl.


Er moet worden voorzien in een alternatieve manier van evacuatie voor de passagier in het onwaarschijnlijke geval van stroomuitval tijdens een evacuatie. Evac+Chair raadt aan om altijd een extra volledig opgeladen batterij in de buurt van de 900H Power te houden. Neem contact op met +31 (0)40 255 3700 of info@ese-int.nl voor meer informatie.

INHOUD

4-5	Trainings- en onderhoudsgegevens
6-9	Algemene informatie
10-11	implementatie
12-13	Vorbereitung voor passagier
14-15	Vorbereitung voor beklimming/daling
16-19	beklimming
20-21	Afdaling
22	Batterij installatie
23	Installatie muurhaak
24-25	Opslag
26-27	Training & Onderhoud
28	Accessoires
29	Visuele inspectie
30-31	Richtlijnen voor batterijonderhoud
32	Problemen oplossen
33	Meertalig downloadbaar Gebruikershandleiding



Meertalig downloadbaar
Gebruikershandleiding
www.evacchair.co.uk/user-guides




900H POWER



Beoogd gebruik: De 900H Power is speciaal ontworpen voor het vervoer van één passagier tegelijk in nood- en niet-noodsituaties. Lees deze gebruikershandleiding volledig door. Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met uw Evac+Chair Account Manager of geautoriseerde Evac+Chair distributeur voor meer informatie.

VEILIGE WERKLAST



ONDERHOUD (STERK GEADVISEERD)




ADVIES



*Two-person operation is advised for heavier passengers


VOOR STIJGING EN DALING



TRAINING (STERK GEADVISEERD)




HELLINGSGRAAD VAN DE TRAP



28° — 40°

NIET GESCHIKT VOOR WENTELTRAPPEN




FABRIEKSGARANTIE



5 YEARS

MINIMAAL TOEGESTANE TRAPBREEDTE



Voor wenteltrappen en smalle trappen zijn andere Evac+Chairs beschikbaar.

WAT IS INCLUSIEF?

STOEL



ACCU



BATTERIJ OPLADER



BATTERIJ ANTI- DIEFSTAL SLEUTEL



GEbruikersHANDLEIDING



VEILIGHEIDSGORDEL



AFDEKHOES



MUURBEUGEL & MONTAGE SET






FOTO LUMINISCENT PICTOGRAM BORD



FUNCTIES VAN HET BEDIENINGSPANEEL







Controleer met de stoel in de ingeklapte positie of de batterij correct in het batterijstation onder de zitting is geplaatst. Zorg ervoor dat de aan/uit-knop op 'AAN' staat.



De batterij knippert wanneer deze is ingeschakeld.

Controleer voor gebruik of de batterij voor minimaal 40% is opgeladen. De batterijcapaciteit moet worden gecontroleerd wanneer de stoel stilstaat.


NB. Laad de batterij voor het eerste gebruik 5 uur op. Meer informatie over de batterij vindt u op pagina 22.



Open de stoel met de remmen ingeschakeld door het stoelframe naar beneden te trekken totdat de stoel op alle vier de wielen staat




Ontgrendel de remmen en verwijder de stoel van de muurbeugels/standaard.




Trek aan de rode ontgrendelingsstang en houd deze vast terwijl u tegelijkertijd de telescopische handgreep omhoog trekt.


NB: Zorg ervoor dat de handgreep volledig in de gaten in de telescopische handgreep valt.



Breng de duwhandvatten omhoog totdat ze op hun plaats vastklikken; u hoort een 'klik'.





Trek de remmen op beide achterwielen aan.




Terwijl u de stoel vasthoudt, laat u de passagier zitten en de veiligheidsgordel vastmaken.

NB: Er worden extra gordelriemen meegeleverd. Deze worden eenvoudig aan het stoelframe bevestigd voor extra ondersteuning en veiligheid voor de passagier



Schuif de hoofdsteun op zijn plaats en bevestig hem op zijn plaats door de klittenband aan weerszijden van de handgreep vast te maken. Zorg ervoor dat de hoofdsteun op zijn plaats blijft zitten.




Gebruik indien nodig een voetsteun en armsteun.





250mm

Laat de remmen los en manoeuvreer de stoel naar een veilige plaats. Laat voor het trap opwaarts gaan een kleine opening tussen de stoel en de onderste trede.


Trek de remmen op beide achterwielen aan.




Als bediening door twee personen nodig is, trekt u de draaggrepen naar de gewenste positie.





Om de aangedreven riemrupsbanden in te zetten, duwt u de rode hendel rechts naar buiten, terwijl u de stabilisatiestang op de track naar u toe trekt.





Stap op de trap en plaats de handen aan weerszijden van het bedieningspaneel. De stoel moet ca. taillehoogte zijn als je op de tweede trede staat.







Zet de ene voet voor de andere (eventueel op aparte treden), kantel de stoel naar achteren richting de trap totdat de rails contact maken met de trap. Zorg ervoor dat de rails vier contactpunten maken met twee trapneuzen.




Houd met uw duim de groene 'pijl omhoog'-knop ingedrukt terwijl uw handen op het handvat blijven.



Druk de hendel stevig naar beneden, de trap in tijdens het stijgen, met de ene voet voor de andere. Snelheden kunnen op dit punt worden aangepast met de '+' en '-'.



WAARSCHUWING!
Schakel de batterij
uit na gebruik









VOORZICHTIG!

Wanneer u de bovenkant van de trap nadert, zorg er dan voor dat het landingsgebied vrij is van obstakels.



Terwijl u van de bovenste trede naar de bovenste overloop gaat, blijft u de 'UP'-knop ingedrukt houden terwijl u achteruit loopt en beweegt u de verlengingshendel soepel van heuphoogte naar borsthoogte. Houd de stoel onder controle terwijl u achteruit stapt. De snelheden kunnen op dit punt worden aangepast met de knoppen '+' en '-'.

Zodra de voorwielen voldoende ruimte hebben vanaf de bovenste trede, laat u de 'UP'-knop los om een veilige vierwielige landing mogelijk te maken.

Kantel de stoel naar voren totdat alle vier de wielen op de grond staan. Verander de plaatsing van de hand van de verlengde handgreep naar duwhandvatten om te manoeuvreren.



WAARSCHUWING!
Schakel de batterij
uit na gebruik



Wanneer de stoel bovenaan de trap staat, met de ene voet voor de andere, kantel de stoel dan naar achteren. Houd de oranje 'pijl omlaag'-knop ingedrukt, de stoel begint naar voren te bewegen. Beweeg met de stoel mee en daal af via de bovenste traprede.

De stoel begint de trap af te dalen, de verlengingshendel gaat van borst- naar taillehoogte.

Daal af in een normaal staptempo, waarbij u de ene voet voor de andere houdt en de hendel stevig naar beneden in de trap drukt. Snelheden kunnen op dit punt worden aangepast met de '+' en '-'.

NB: Door de druk op de handgreep te behouden, wordt een soepele evacuatie voor de passagier gegarandeerd.

Zodra de achterwielen contact maken met de grond, laat u de stoel naar voren bewegen totdat er een opening is tussen de stoel en de eerste trede, laat u de oranje knop 'pijl omlaag' los.

Kantel of duw de stoel naar voren totdat alle vier de wielen op de grond staan.

Verplaats de handen van verlengde handgreep naar duwhandvatten en manoeuvreer de stoel veilig weg van de landingsplaats naar de aangewezen evacuatiezone.

BATTERIJ INSTALLATIE

LAAD DE BATTERIJ VOOR HET EERSTE GEBRUIK MINIMAAL 5 UUR OP MET DE BIJGELEVERDE BATTERIJLADER.

- 1 Haal de batterij uit de verpakking.
- 2 Plaats de batterij in de batterijhouder op de Evac+Chair, met de contacten naar beneden gericht.
- 3 Schakel de batterij in met de aan/uit-knop aan de achterkant van de batterij.
- 4 Zet het bedieningspaneel aan en controleer de oplaadstatus van de batterij. We raden aan dat de batterij minimaal 40% is opgeladen voor elk gebruik.
- 5 If the battery needs charging use, the supplied battery charger.

WAARSCHUWING!
Schakel de batterij uit na gebruik





OPLAADTIJD: 5 UUR

AANTAL TRAPPEN: 150

GARANTIE OP DE BATTERIJ: 1 JAAR

LEVENSDUUR VAN DE BATTERIJ: 90 MIN

WANDHAKEN – VOOR MONTAGE




INSTALLATIE

Evac+Chair, of een geautoriseerde distributeur, kan u deskundig adviseren en begeleiding geven over de meest effectieve locaties in uw gebouw.



www.evacchair.co.uk/maintenance






Berg de draaggreep en armlenningen op. Zorg ervoor dat de veiligheidsgordel is vastgemaakt en op de stoelzitting is geplaatst.

Met stoelrails in de opgeslagen positie, lijn de gelaste stabilisatiestang en muurbeugelclips/standaard uit.

Duw de stoel in de muurbeugel/standaard - zorg ervoor dat beide muurbeugelclips volledig vastzitten in de stabilisatiestang.



Trek beide achterwielremmen aan.

Om de stoel op te bergen, trekt u de rode hendel onder de zitting naar beneden en naar u toe terwijl u het zittingframe omhoog duwt.

Zodra de stoel stevig aan de muurhaken/standaard is bevestigd, maakt u de meegeleverde banden om de voorkant van de stoel en klikt u de gesp in elkaar. Trek aan de riem om de stoel strakker en vaster te maken.


WAARSCHUWING!
Schakel de batterij uit na gebruik

TRAINING

HEBT U OPGELEIDE BEDIENERS?

REDENEN OM TE TRAINEN:

- 1 Om te voldoen aan wetgeving zoals ARBO 2017.
- 2 Vernieuw uw tweejarige certificering voor Evac+Chair gebruik.
- 3 Red levens - personeel dat niet is opgeleid, kan de Evac+Chair niet veilig bedienen.
- 4 In staat zijn om de stoel in uw pand met vertrouwen te bedienen.
- 5 Zorg ervoor dat u voldoet aan uw evacuatiebeleid.



Gebruikerstraining

Een cursus van 2,5 uur die praktische training biedt voor 2-4 deelnemers over het correct gebruiken en inzetten van een Evac+Chair.

Na voltooiing van de cursus zijn alle deelnemers die aan de trainingsnormen voldoen gecertificeerd en worden bekwaam geacht.

Key Training

Een 6-uur durende 'Train the Trainer'-cursus die de belangrijkste leden van uw team de kennis biedt om anderen te trainen in het gebruik van een Evac+Chair.


Het biedt richtlijnen en materialen waarmee afgevaardigden andere personeelsleden binnen hun organisatie kunnen trainen.

Bel voor meer informatie over uw opleidingswensen
+31 (0)40 255 37 00



SERVICE & ONDERHOUD

HEEFT U EEN SERVICE- EN ONDERHOUDSOVEREENKOMST AFGESLOTEN?



Onze onderhoudscontracten geven u de volledige gemoedsrust dat u gedekt bent en dat in geval van een noodevacuatie uw stoel volledig operationeel is.

Onze contracten houden in dat wij jaarlijks contact met u opnemen voor een afspraak voor onderhoud.

Bel om uw onderhoudswensen te bespreken:
+31 (0) 121 706 6744

www.evacchair.co.uk/maintenance



ACCESSOIRES

AFDEKHOES



OPBERGSTANDAARD VOOR DE EC 900 POWER



PATIENT CARRY SEAT



RECEPTION NOTICE



ANTI-DIEFSTAL BEVEILIGING



BATTERIJ



Voor meer informatie over deze accessoires, kijkt u op

www.evacchair.nl

VISUELE INSPECTIE

WIJ RADEN AAN OM ELKE DRIE MAANDEN EEN INSPECTIE UIT TE VOEREN OM EEN GOEDE CONDITIE VAN DE STOEL TE WAARBORGEN.



Neem onmiddellijk contact op met Evac+Chair of een geautoriseerde distributeur als een van deze defecten aan uw stoel optreedt.

GEBUIK EN OPBERGEN



- + Zorg ervoor dat gebruik soepel verloopt
- + Geen hindering als de Evac+Chair wordt gebruikt of opgeborgen
- + Verzeker u ervan dat het Powered Track Belt systeem soepel in- en uitklapt

CONTROLEER DE WIELEN



- + Geen scheuren in de wielen of de naaf
- + Geen gespleten wielen
- + Geen storing van de achterwielrem
- + Zorg ervoor dat de wielen vrij kunnen draaien zonder belemmering

CONTROLEER DE ZITTING



- + Geen duidelijke rafels rond de naden
- + Geen scheuren in de zitting
- + Controleer of de sluiting correct werkt

CONTROLEER HOOFDSTEUN



- + Geen duidelijke rafels rond de naden
- + Geen scheuren in de hoofdsteun
- + De hoofdsteun moet ongehinderd langs de stang kunnen bewegen

AANDRIJFRIEMEN



- + Geen diepe scheuren of "happen" eruit
- + Geen bulten of uitstulpingen op de riemen

CONTROLEER BATTERIJ



- + Geen verbroken zegels
- + Geen scheuren in de behuizing
- + Controleer of alle schroeven vast zitten
- + Controleer of het anti-sabotagelabel intact is
- + Controleer of de elektrische contactpunten niet vervuild zijn

ONDERHOUDSRICHTLIJNEN VOOR DE LITHIUM-ION BATTERIJ

OPLAADBARE LITHIUM-ION BATTERIJEN HEBBEN REGELMATIG CONTROLE EN ONDERHOUD NODIG OM HUN MAXIMALE LEVENSDUUR TE BEREIKEN

OVERZICHT

- + Verzeker u ervan dat de batterij iedere 3-6 maanden volledig wordt opgeladen.
- + De gemiddelde levensduur van een lithium-ion batterij is 300-500 laadcycli.
- + Eén laadcyclus wordt beschreven als gebruik van volledig opgeladen tot volledig ontladen en weer opgeladen.
- + Verwacht een levensduur van 2-3 jaar voor batterijen die geen volledige oplaadcyclus doorlopen.
- + Oplaadbare lithium-ionbatterijen hebben een beperkte levensduur en verliezen geleidelijk hun capaciteit om de lading vast te houden. Dit verlies van lading is onomkeerbaar.

OPLADEN

- + Volg altijd de meegeleverde oplaadinstructies.
- + Zorg ervoor dat de oplaadpoort vrij blijft van vuil en stof, met behulp van de meegeleverde afdekdop.
- + De batterij kan worden opgeladen terwijl deze aan de stoel is bevestigd.
- + De batterij kan permanent worden opgeladen.

OPSLAG

- + Plaats de batterij NIET in de buurt van verwarmingsapparatuur en stel hem ook NIET langdurig bloot aan direct zonlicht.
- + Opslag bij voorkeur in een koele, droge en geventileerde ruimte.
- + Keep the battery away from temperatures above 60°C (140°F).
- + Bewaar de batterij bij temperaturen tussen 4°C en 20°C (39°F en 68°F).
- + Waarschuwing: De batterij zal ontladen tijdens opslag. Als u de batterij bij een hogere temperatuur (boven 39°C/68°F) bewaart, wordt de levensduur van de batterij verkort. Om de batterij te sparen, schakelt u de batterij uit nadat u deze hebt opgeborgen.

TRANSPORT

- + Controleer de lokale, nationale en internationale regelgeving voordat u een lithium-ionbatterij vervoert.

INSTRUCTIES VOOR HET AFVOEREN VAN DE OUDE BATTERIJ

- + Verbrand de cellen niet en stel ze niet bloot aan hoge temperaturen. Dergelijk misbruik kan leiden tot verlies van afdichting, lekkage en/of celexplosie. Verwijderen in overeenstemming met de toepasselijke lokale regelgeving.



WAARSCHUWING!
Schakel de batterij uit na gebruik

VOORZORGSMAATREGELEN

- + Houd de batterij uit de buurt van warmte/open vuur/vonken/hete oppervlakken.
- + Houd de batterij uit de buurt van kinderen. Houd de batterij stofvrij en schoon.
- + Stop het gebruik onmiddellijk als de batterij rook en/of vlammen produceert.
- + De batterij NIET GEBRUIKEN indien deze beschadigd is.
- + De batterij NIET KORTSLUITEN.
- + De batterij NIET onderdompelen in vloeistoffen of langdurig blootstellen aan vochtige omstandigheden.
- + LET OP: gebruik de batterij niet voor een toepassing waar deze niet voor ontworpen is (dus kortom alleen gebruiken voor de 900H)
- + Retourneer de lithium-ionbatterij NIET naar ons zonder ons advies te vragen. Als u dit niet doet, wat resulteert in een ongeval of incident, bent u aansprakelijk. We zullen richtlijnen geven voor het veilig retourneren van de batterij, maar we raden aan om deze veilig en uit de buurt van warmte of water te bewaren.

BLUSMIDDELEN

- + Water, CO₂.



PROBLEEMOPLOSSEN

ALS DE BATTERIJ NIET WERKT ZOALS BESCHREVEN IN DEZE GEBRUIKERSHANDLEIDING, VOLG DE ONDERSTAANDE INSTRUCTIES:

Symptoom	Herstel maatregel
Stoel niet operationeel	- Controleer of de batterij is geïnstalleerd en ingeschakeld
Batterij laadt niet op	- Schakel de batterij uit en weer in en probeer het opnieuw. - Controleer of de stekker correct in de batterijadapter is geplaatst - verwijder en sluit deze opnieuw aan. - Controleer of de stekker is aangesloten op een werkend stopcontact. - Zorg ervoor dat het lampje op de acculader gaat branden (rood als hij wordt opgeladen, groen als hij volledig is opgeladen)
Batterij gaat niet aan	- Zorg ervoor dat de batterij minimaal 3 uur is opgeladen. - Schakel de batterij uit en weer in en probeer het opnieuw.
Bedieningspaneel reageert niet	- Zorg ervoor dat de batterij is ingeschakeld via de aan/uit-schakelaar aan de achterkant van de batterij (batterijlampje moet één keer knippen) - Zorg ervoor dat het bedieningspaneel is ingeschakeld via de aan/uit-knop op het bedieningspaneel. - Controleer of de batterij correct is geïnstalleerd.

Neem contact op met onze klantenservice op: **+44 (0) 121 706 6744**

enquiries@evacchair.co.uk



MEERTALIG DOWNLOADBAAR GEBRUIKERSHANDLEIDING



To view our downloadable User Guide please visit www.evacchair.co.uk/user-guides



Als u onze gebruikershandleiding online wilt bekijken, gaat u naar:



Um unser Benutzerhandbuch online anzuzeigen, besuchen Sie bitte:



Pour consulter notre guide de l'utilisateur en ligne, veuillez visiter:



Per visualizzare la nostra guida utente online, visitare:



Para ver nuestra guía de usuario en línea, visite:



Para ver o nosso guia do usuário on-line, visite:



Aby wyświetlić naszą instrukcję obsługi online, odwiedź:



オンラインでユーザーガイドを表示するには、次の URL にアクセスしてください。



온라인에서 사용자 안내서를 보려면 다음 사이트를 방문하십시오:



要在線查看我們的用戶指南，請訪問：




لعرض دليل المستخدم عبر الإنترنت ، يرجى زيارة :



www.evacchair.co.uk/user-guides





 Evac+Chair International Ltd, Unit 4, Central Boulevard, Blythe Valley Park, Solihull, West Midlands, B90 8AW UK
+44 (0)121 706 6744 | evacchair.co.uk | enquiries@evacchair.co.uk