

HeartSave myPAD

Het is in jouw handen.

- Touchscreen voor eenvoudige bediening
- Intuïtieve animatie-instructies voor hulpverlening
- Compact formaat en licht gewicht
- 12 jaar oplaadbare batterij
- Tot 6 talen beschikbaar
- IoT (Wifi & LTE)
- Bluetooth (draadloze configuratie)
- MDR-gecertificeerd: Onze apparaten worden ontwikkeld en goedgekeurd volgens de MDR-standaarden
- ERC-2021 Conform: Voldoet aan de nieuwste ERC-2021 richtlijnen
- Kinderknop voor defibrillatie met aangepaste energie, ook zonder speciale elektroden
- Duurzaam en lage vervolgkosten dankzij voordelige verbruiksmaterialen
- Escalerende energie tot 200 J voor meer effectiviteit indien nodig
- Documentatie van elk gebruik - ECG, gebeurtenissen, knoppengebruik, technische gegevens
- Bifasische energieafgifte met borstkasimpedantiemeting voor veilige defibrillatie
- Made in Germany: Sinds 1973 wereldwijd ontwikkeld en geproduceerd vanuit Rottweil



Het is in jouw handen.

Compact, prettig licht en altijd mobiel.

Met onze nieuwe HeartSave myPAD heb je letterlijk het leven in jouw handen.

Deze AED past comfortabel in de palm van je hand en is altijd klaar om levens te redden.

Met nauwelijks merkbaar gewicht en innovatieve technologie is deze AED ontworpen voor die momenten waarop elke seconde telt.

Het is in jouw handen!

De HeartSave myPAD is de ideale AED voor elke hulpverlener en leek. Korte en duidelijke gesproken instructies begeleiden je veilig door het volledige reanimatieproces, ondersteund door een metronoom. Het apparaat bepaalt zelfstandig of een levensreddende schok nodig is en zal deze alleen toedienen als dat echt noodzakelijk is. Zo ben je als gebruiker altijd aan de veilige kant er is geen risico om per ongeluk een schok toe te dienen.

Voor terughoudende of onzekere gebruikers is de volledig automatische HeartSave myPAD de perfecte keuze. Deze dient de schok automatisch toe aan de patiënt zonder dat de hulpverlener handmatig defibrillatie hoeft te starten. Dit garandeert dat de levensreddende energie veilig en betrouwbaar wordt toegediend. Vooral in openbare ruimten, waar eerste hulp meestal wordt verleend door leken, toont de volledig automatische HeartSave myPAD zijn kracht.

De HeartSave myPAD is ontwikkeld met duurzaamheid in gedachten. De optionele batterij heeft een levensduur tot wel 12 jaar en kan continu worden opgeladen. In tegenstelling tot conventionele AEDs vervalt hierdoor de noodzaak om de batterij regelmatig te vervangen. Zo heeft jouw AED altijd voldoende energie voor noodgevallen.

Met één druk op de taalknop kunnen de gesproken instructies tijdens het gebruik worden omgeschakeld tussen maximaal zes talen. In omgevingen met gebruikers van verschillende nationaliteiten zoals industrie, luchthavens of openbare gebouwen verhoogt dit de kans dat de AED goed wordt begrepen en effectief wordt gebruikt.

Om altijd beschikbaarheid te garanderen, voert de HeartSave myPAD dagelijks een volledige zelftest uit. Daarbij worden de technische status, resterende batterijcapaciteit en houdbaarheid van de elektroden gecontroleerd. De gebruiksklaarheid wordt aangegeven met een duidelijk zichtbaar en intuïtief 'OK'-symbool op het apparaat.





