



NIEUW 2014
Flessen
bijgevoegd

Cederroth Eye Wash Station

Cederroth Oogspoeling - Bewezen effectiever dan fysiologische zoutoplossing bij spetters alkaliën en zuren*

Transparante kleppen geven een goed overzicht
Beschermen tegen stof en vocht

Bevat twee flessen
4,5 jaar houdbaar

De plaats voor extra keuzes geeft de mogelijkheid de inhoud
aan te passen aan de specifieke behoeften van uw

Met gemakkelijk te begrijpen instructies

Het station is voorzien van een Salvequick pleisterautomaat



*Cederroths gebufferde oogdouche geeft vergeleken met normale fysiologische zoutoplossing een grotere kans om de ogen te redden. Niet alleen verdunt de vloeistof en spoelt de ogen uit, ze heeft ook een neutraliserend effect op spetters alkaliën en zuren (het effect is in het algemeen sterker op alkaliën dan zuren).

NIEUW - Cederroth Eye Wash Station Cederroth Oogdouchestation

REF 721500

Vervangt REF 720900

Afmetingen: B 29 x H 56 x D 12 cm

EAN 7310807215006

Inhoud:

2 st. Cederroth oogdoucheflessen à 500 ml

Salvequick pleisterautomaat incl. 40 textiel- en 45 plasticpleisters

1 oogdouche-instructie

1 sleutel